

nubo™

CE 0344

Türkçe

Lab Vidası

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Ürün Ölçüsü		Tekrar İşlenmez		Yırtık, Delik, Hasarlı Ambalajları Kullanmayın
	Ürün Kodu		Steril Değildir		
	Ürün LOT Numarası		Tek Kullanımlıktır		FDA İşaretlemesi
	Üretim Tarihi				
	Son Kullanma Tarihi		Kullanım Kılavuzuna Başvurun		
	Miktar		Kuru Yerde Saklayın		Avrupa Topluluğu Temsilciliği
	Üründe Kullanılan Malzeme		Doğrudan Güneş Işığında Korunmalıdır		

CD1629001, CD1629002.

JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. - Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3.291 - Cidade Industrial - 81.270-200 - Curitiba - Paraná - Brezilya - CNPJ : 00.489.050/0001-84  
Marka Adı: Neodent - Brezilya Endüstrisi  
Anvisa Kaydı: 10344420281; 10344420282.

ve için etikete bakın

Intradent AG, Peter Merian-Weg 12, CH-4052, Basel, İsviçre

Teknik Müdür: Julianne O. C. Lechechem CRF-PR 10.307

360.007.01

Bu cihaz, diş implantı alanında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından uygulanması gereken özel bir prosedür için tasarlanmıştır. Üründen en iyi sonucu elde etmek için, ürünü uygun teknik bilgi ile kullanın ve ameliyathane de dahil olmak üzere her zaman uygun koşullar altında kullanın.

#### TANIM

Lab Vidası, titanyum alaşımı Ti6Al4V-ELI'den üretilir. Üst ucu (baş), yerleştirilmesi için önerilen anahtara/bağlantıya uygun bir şekilde oturur ve gövde kısmında fiksasyon için spesifik geometriye sahip dişleri vardır. Lab Vidaları, analoğa dahili olarak vidalanmaya elverişli geometri ve pirinç koping / ölçü postunun iç kısmında oturma yeri ile 4.1 ve 5.0 platformları için mevcuttur.

#### KULLANIM TALİMATLARI

Bu ürün, ara ürünü implant analoğu üzerine sabitlemek amacıyla laboratuvar kullanımı için tasarlanmıştır.

#### UYGULAMALAR

Lab Vidaları, ara ürünü implant analoğu üzerine sabitlemek için laboratuvar ortamında kullanılır. İmplant platformunu kontrol edin ve protez planlamasına uygun Lab Vidasını seçin.

#### KONTRENDİKASYONLAR

Bu ürün, intraoral kullanım için kontrendikedir.

#### KULLANIM

Vidayı 1.2 Anahtar kullanarak tutun ve 10 N.cm tork ile yerleştirin. Yerleştirme sırasında, ürünü Analoğun yerleştirme eksenine hizaladığınızdan emin olun.

#### SUNUM VE STERİLİZASYON

Bu ürün, tek kullanımlık olup ambalaj içerisinde tek olarak sunulur.

#### ÖNLEMLER

- Yetersiz planlama; implantın kaybedilmesi veya kırılması, dayanakların ve/veya protez vidalarının gevşemesi veya kırılması gibi sistemin başarısızlığı ile sonuçlanarak implant/protez düzeneğinin performansını tehlikeye atabilir.
- Bu ürün tek kullanımlıktır.
- Bu ürünün tekrar kullanılması şunlara neden olabilir: kalıntı ürünlerin, mikroorganizmaların ve/veya önceki kullanımlardan ve/veya yeniden işlemlerden kaynaklanan maddelerin olumsuz biyolojik etkileri; ürünlerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerindeki makro ve mikro yapısal değişiklikler - istenen işlevselliği riske atabilir. Bu ürünün tekrar kullanılmasında, ürünün güvenliği ve etkinliği garanti edilmez ve ürünlere ilişkin tüm garantiler reddedilir.
- Ambalajın hasarlı olması durumunda ürünü kullanmayın.
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayın.
- Kullanılan protez bileşeni için önerilen torka bakın. Aşırı veya eksik tork istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

- Her prosedürden önce, parçaların düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
- Her prosedürden önce kullanım ömürlerini göz önünde bulundurarak cerrahi aletlerin durumlarını kontrol edin. Hasarlı, işaretleri silinmiş, keskinliği azalmış, deformasyona uğramış ve aşınmış parçaları yenisi ile değiştirin.
- Daima ayın marka ve grubundaki ürün dizilerini kullanın. Diğer üreticilere ait protez dayanaklarının ve/veya parçaların kullanılması, sistemin kusursuz bir şekilde çalışmasını garanti etmez ve herhangi bir ürün garantisini muaf tutar.
- Ürünlerin kullanım talimatlarına göre kullanılması uzmanların sorumluluğu altındadır.

#### YAN ETKİLER

Ürün, kullanım talimatlarına göre kullanıldığı takdirde herhangi bir yan etki görülmemektedir.

#### DEPOLAMA ŞARTLARI

Bu ürün kullanılacağı zamana kadar temiz ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından korunarak ve oda sıcaklığında orijinal ambalajında depolanmalıdır.

#### MALZEMENİN İMHASI

Dental implant yerleştirme cerrahi uygulamalarında kullanılan her ürün ve sarf malzeme, bu ürünleri kullanan kişilerin sağlığını tehlikeye atabilir. Lütfen yürürlükteki mevzuatı gözden geçirin ve yürürlükte mevzuat uyarınca davranın.

#### SON KULLANMA TARİHİ

Her bir ürünün son kullanma tarihi ürün etiketi üzerinde belirtilmiştir.

© 2019 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tüm hakları saklıdır.

Federal (ABD) yasa, bu cihazın lisanslı bir diş hekimi veya hekim tarafından veya emriyle satılmasını kısıtlar.

Ürünler, her ülkede bulunmayabilir. Lütfen yetkili dağıtıcınız ile irtibata geçin.